

医療関係者 各位

沢井製薬株式会社
大阪市淀川区宮原5丁目2-30ファムシクロビル錠250mg「サワイ」専用アルミ袋配布のお知らせ
＜再発性単純疱疹のPIT*処方用＞

謹啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は、弊社製品につきまして格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今般、用法及び用量の追加に伴い電子添文の改訂を行いました。本改訂に伴い、再発性単純疱疹の薬剤処方に際しましては、アルミ袋に入れて保管をしていただきますよう、患者さんにご指導をお願いいたします。

つきましては、ご指導いただくにあたって薬剤のサイズ等を考慮したファムシクロビル錠250mg「サワイ」専用アルミ袋を作成し、再発性単純疱疹の処方にあわせた必要数を配布させていただくことといたしましたので、ご案内申し上げます。

大変お手数をおかけいたしますが、本剤の適正使用へのご協力をお願い申し上げます。

謹白

記

【ファムシクロビル錠 250mg「サワイ」専用アルミ袋の使用方法】

再発性単純疱疹の患者さんへの処方に際しては、ファムシクロビル錠 250mg「サワイ」PTPホルダーとともに以下のようにお使いください。また、再発性単純疱疹の患者さん向けのRMP資材も用意しておりますので、患者さんにお渡しください。なお、これら資材はPIT*として用いられる、再発性単純疱疹に対して1回1000mgを2回処方時の患者さん向け専用となっております。

※Patient Initiated Therapy(PIT)：あらかじめ処方された薬剤を初期症状に基づき患者さん判断で服用を開始する治療方法

ファムシクロビル錠 250mg「サワイ」
PTPホルダー

ファムシクロビル錠 PTP シートを
PTPホルダーにセットする。



PTPホルダーをアルミ袋に入れ、
アルミ袋のチャックをしっかり閉める。

ファムシクロビル錠 250mg「サワイ」
専用アルミ袋

個装箱に記載の使用期限を
使用期限欄に転記してください。

【資材請求について】

再発性の単純疱疹の患者さんへ処方される際に使用していただく、ファムシクロビル錠 250mg「サワイ」PTPホルダー、ファムシクロビル錠 250mg「サワイ」専用アルミ袋、及び患者さん向けのRMP資材をご要望の際は、弊社MRもしくは医薬品情報センターにご連絡ください。なお、お手元に届くまでに数日を要しますので、必要性が見込まれる場合は、お早めにお申し付けください。

【問い合わせ先】

沢井製薬株式会社 医薬品情報センター
フリーダイヤル 0120-381-999

以上